

UG 30-60/60-85

Sokkel, gesloten

voor het verhogen van de machine, 60 cm diep, 60 cm breed.



- Geschikt voor apparaten met een breedte en diepte van 60 cm

EAN: 4002515558331 / Materiaalnummer: 10087350 /
Oud Materiaalnummer: 69306001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Inbouw/sokkel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	317
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	310
Buitenmaat, brutobreedte in mm	610
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	9,70
Brutogewicht in kg	11,10