


UG 30-90/70-85

Sokkel, gesloten

voor het verhogen van de machine, 70 cm diep, 90 cm breed.



- Geschikt voor apparaten met een breedte van 90, diepte van 70 cm

EAN: 4002515622506 / Materiaalnummer: 10210600 /
Oud Materiaalnummer: 69309002D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Productcategorie	
Inbouw/sokkel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	317
Buitenmaat, nettobreedte in mm	900
Buitenmaat, nettodiepte in mm	700
Buitenmaat, brutohoogte in mm	310
Buitenmaat, brutobreedte in mm	610
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	15,60
Brutogewicht in kg	17,00